

## Relatório de Avaliação Individual: Participante 627

### Deteção do vírus SARS-CoV-2, PCR 2/2022

No âmbito deste ensaio foram registadas 85 respostas completas, pertencentes a 70 participantes, sendo que 10 realizaram a avaliação das amostras controlo por mais do que um procedimento.


#### 1. Resultados

Tabela 1: Resumo dos resultados.

Amostra	Resultado esperado	Resultados reportados			
		Positivo	Negativo	Inconclusivo	Inválido
2122	Negativo	0	81	0	0
2222	Positivo	77	4	0	0
2322	Positivo	81	1	0	0
2422	Negativo	2	78	0	1
2522	Positivo	71	9	2	0

**NOTA:** Os resultados inconclusivos são considerados como errados.

Taxa de sucesso global por amostra



Amostra	Sucesso individual (%)	Diferença (%)	Sucesso amostral (%)
2122	100	0	100
2222	100	4.9	95.1
2322	100	1.2	98.8
2422	100	3.7	96.3
2522	100	13.4	86.6
Média	100	4.6	95.4

O participante realizou a avaliação das amostras controlo por um procedimento, tendo respondido corretamente em 5 avaliações reportadas (Amostras: 2122, 2222, 2322, 2422, 2522).



## 2. Interpretação

Tabela 2: Interpretações esperadas de acordo com o Laboratório Perito.

Amostra	Interpretação esperada
2122	<i>Não foi detetado coronavírus</i>
2222	<i>Detetado novo coronavírus (SARS-CoV-2)</i>
2322	<i>Detetado novo coronavírus (SARS-CoV-2)</i>
2422	<i>Não foi detetado coronavírus</i>
2522	<i>Detetado novo coronavírus (SARS-CoV-2)</i>

Os gráficos seguintes apresentam os resultados e interpretações dados para cada amostra, com indicação das respostas reportadas pelo participante (linha vertical preta).

